
Instrução de montagem




1 - Retirar assento e tampa do vaso sanitário
2 - Encaixar placa de regulagem no assento
3 - Acoplar assento e tampa novamente
4 - Verificar se há firmeza na montagem

A - Encaixar alça lateral no tubo lateral
B - Encaixar os dois conjuntos na placa de regulagem

CAPACIDADE DE PESO: 100 kgs

ATENÇÃO: VERIFICAR CONEXÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO !

Instrução de montagem



1 - Retirar assento e tampa do vaso sanitário
2 - Encaixar placa de regulagem no assento
3 - Acoplar assento e tampa novamente
4 - Verificar se há firmeza na montagem

A - Encaixar alça lateral no tubo lateral
B - Encaixar os dois conjuntos na placa de regulagem

CAPACIDADE DE PESO: 100 kgs

ATENÇÃO: VERIFICAR CONEXÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO !

Garantia

NORMAS DE GARANTIA

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
Este termo de garantia é válido, desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização, pela empresa vendedora.
2- GARANTIA
Pelo prazo de seis meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos "TERMOS DE GARANTIA".

TERMOS DE GARANTIA
A Mobil Saúde comercial LTDA., como importadora do equipamento, garante que este é isento de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso.
A obrigação da Mobil Saúde Comercial LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período normal da garantia a que alude estes termos, e cujo exame feita pela empresa fabricante ou autorizada, revele a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pelo fabricante ou autorizada, sendo as despesas de fretes, dentro do território nacional, por conta da Mobil Saúde Comercial Ltda., e de sua livre escolha o transportador.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:
- o produto da Mobil Saúde que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente;
- o produto da Mobil Saúde que tenha sido reparado ou alterado fora do fabricante ou autorizada, de modo que, no julgamento do fabricante ou autorizada, seja afetado seu desempenho e segurança.
- a serviços de manutenção normal (tais como substituição de arruelas, parafusos, entre outros).
- a deterioração normal de itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.

Cliente:.....
Revendedor:.....
Data de Saída:.....

Mobil Saúde Comercial Ltda.
Rua Lomas Valentinas, 281 - Santa Maria -
São Caetano do Sul - SP - Brasil - 09560-260
SAC -011 5061-4060
sac@mobilsaude.com.br
Responsável Tecnico: Mario Nelson Brigido
CRBM: 20524/SP
Produto Isento de Registro na ANVISA
www.mobilsaude.com.br

MOBIL
SAÚDE

ALÇA PARA VASO SANITÁRIO
MBA024

www.mobilsaude.com.br

MOBIL
SAÚDE

Garantia

NORMAS DE GARANTIA

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
Este termo de garantia é válido, desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização, pela empresa vendedora.
2- GARANTIA
Pelo prazo de seis meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos "TERMOS DE GARANTIA".

TERMOS DE GARANTIA
A Mobil Saúde comercial LTDA., como importadora do equipamento, garante que este é isento de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso.
A obrigação da Mobil Saúde Comercial LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período normal da garantia a que alude estes termos, e cujo exame feita pela empresa fabricante ou autorizada, revele a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pelo fabricante ou autorizada, sendo as despesas de fretes, dentro do território nacional, por conta da Mobil Saúde Comercial Ltda., e de sua livre escolha o transportador.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:
- o produto da Mobil Saúde que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente;
- o produto da Mobil Saúde que tenha sido reparado ou alterado fora do fabricante ou autorizada, de modo que, no julgamento do fabricante ou autorizada, seja afetado seu desempenho e segurança.
- a serviços de manutenção normal (tais como substituição de arruelas, parafusos, entre outros).
- a deterioração normal de itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.

Cliente:.....
Revendedor:.....
Data de Saída:.....

Mobil Saúde Comercial Ltda.
Rua Lomas Valentinas, 281 - Santa Maria -
São Caetano do Sul - SP - Brasil - 09560-260
SAC -011 5061-4060
sac@mobilsaude.com.br
Responsável Tecnico: Mario Nelson Brigido
CRBM: 20524/SP
Produto Isento de Registro na ANVISA
www.mobilsaude.com.br

MOBIL
SAÚDE

ALÇA PARA VASO SANITÁRIO
MBA024

www.mobilsaude.com.br

MOBIL
SAÚDE